



Docentes: Juan Antonio Paniagua Luna, Samuel Celaya Herrera, Luis Miguel Pérez Aguilar.

Referencias totales.

Se prepararon 6 L de una mezcla agua-etanol en proporción 6:4 y se midió su refracción inicial. Posteriormente, la mezcla completa se transfirió al hervidor y se encendió hasta alcanzar al menos 60 °C. Luego se activó el flujo de la bomba que alimenta al condensador. Durante la operación, se tomaron muestras cada 10 minutos de los platos de la torre de fraccionamiento y se colocaron en el refractómetro para registrar su refracción. De igual manera, se midió la refracción del extracto y del destilado obtenidos. Finalmente, con todos los datos obtenidos, se realizaron los cálculos necesarios para cumplir con los objetivos del experimento.